


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Crk/Crkii Para Wb, Elisa - P46108

Número do item: CM0009921



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra CRK/CRKII humano (p38) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre adesão celular, migração e fagocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra CRK/CRKII
Observações/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1398
GeneID	1398
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de CRK/CRKII humano (P46108).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46108
Peso da Proteína	34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo