

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crkl (Fosfo-Tyr207) Para Wb, Elisa - P46109

Número do item: CM0001054



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-CRKL-Y207 é um anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CRKL fosforilado (Tyr207) de origem humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para estudos de transdução de sinal intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
Observações/Alias	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
Espécie	Humano
GeneID	1399
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição Y207 do CRKL humano (NP_005198.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P46109
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo