

Anticorpo Policlonal Anti-Crkl Para Wb, Elisa - P46109

Número do item: CM0014892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRKL humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com CRKL humano e de rato. Adequado para pesquisa de transdução de sinal e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	CRKL Coelho pAb
Observações/Apelido	CRKL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1399
GeneID	1399
Imunogénio	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P46109
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo