

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Crkl Para Wb, Elisa - P46109

Número do item: CM0017464



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-CRKL validado para WB e ELISA. Detecta a proteína semelhante a Crk (34 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisas em transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRKL Rabbit pAb
Observações/Alias	CRKL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1399
GeneID	1399
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-303 da CRKL humana (NP_005198.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46109
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo