

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crlf2 Para Wb, Elisa - Q9Hc73

Número do item: CM0015014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRLF2 (receptor de TSLP), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudos do sistema hematopoiético e de sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRLF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64109
ID do Gene	64109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-231 do CRLF2 humano (NP_071431.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HC73
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de Gelo