

Anticorpo Policlonal Anti-Crls1 Para Wb, Elisa - Q9Uja2

Número do item: CM0015019

introdução

CRLS1 Rabbit pAb validado para WB e ELISA contra a cardiolipina sintase humana, uma enzima da membrana interna mitocondrial crucial para a síntese de cardiolipina. Imunógeno recombinante, ideal para pesquisas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRLS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dj967N21.6; CRLS1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	54675
ID do Gene	54675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da CRLS1 humana (NP_061968.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9UJA2
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo