

Anticorpo Monoclonal Anti-Crm1/Xpo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14980

Número do item: CM0003339



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o CRM1/XPO1 (Exportina-1) humano. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a exportação nuclear e interações vírus-hospedeiro. Matéria-prima IVD de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRM1/XPO1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportina 1; CRM1/XPO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7514
ID do Gene	7514
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 972-1071 do CRM1/XPO1 humano (O14980).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14980
Peso Proteico	123kDa
Envio	Bolsa de gelo