

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crm1/Xpo1 Para Wb E Elisa - O14980

Número do item: CM0016232



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Exportina-1 humana (CRM1/XPO1), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de exportação nuclear e interação vírus-hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CRM1/XPO1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7514
ID do Gene	7514
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14980
Peso Molecular da Proteína	123kDa
Transporte	Saco de gelo