


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Crmp1 Para Wb E Elisa - Q14194

Número do item: CM0004780



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CRMP1 humano (DRP1, CRMP-1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato; PM previsto ~62 kDa. Ideal para pesquisas sobre orientação de axônios e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRMP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DRP1; DRP-1; CRMP-1; DPYSL1; ULIP-3; CRMP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1400
GeneID	1400
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 450-550 do CRMP1 humano (Q14194).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q14194
Peso Proteico	62 kDa
Envio	Saco de gelo