

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Crmp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

Número do item: CM0019045



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-CRMP1 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Alvo a proteína 1 relacionada à dihidropirimidinase de 62 kDa envolvida na orientação axonal e remodelação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRMP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1400
ID do Gene	1400
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-540 da CRMP1 humana (NP_001304.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14194
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo