


## Anticorpo Monoclonal Anti-Crmp2/Dpysl2 Para Wb, If-P, Elisa - Q16555

Número do item: CM0012200



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CRMP2/DPYSL2 humano (UniProt Q16555). Validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de desenvolvimento neuronal, orientação de axônios e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] CRMP2/DPYSL2 mAb de Coelho                                                                                            |
| Observações/Apelido | DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                  |
| ID do Gene (Humano) | 1808                                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 473-572 do CRMP2/DPYSL2 humano (Q16555) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                |
| SWISS               | Q16555                                                                                                                                  |
| Peso da Proteína    | 62kDa                                                                                                                                   |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                           |