


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crmp2/Dpysl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16555

Número do item: CM0018289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CRMP2/DPYSL2, validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudar desenvolvimento neuronal, orientação axonal e função da CRMP2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] CRMP2/DPYSL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1808
ID do Gene	1808
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do CRMP2/DPYSL2 humano (NP_001377.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16555
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo