


Anticorpo Monoclonal Anti-Crmp3/Dpysl4 Para Wb, Elisa - O14531

Número do item: CM0003414



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CRMP3/DPYSL4 validado para Western blot e ELISA. Reconhece as espécies humana e de rato. Ideal para investigar a orientação do axônio, o colapso do cone de crescimento neuronal e a migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CRMP3/DPYSL4
Observações/Apelido	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10570
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CRMP3/DPYSL4 humano (O14531)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	O14531
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo