


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Crmp5/Dpysl5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

Número do item: CM0010991



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra CRMP5/DPYSL5 (proteína 5 relacionada à di-hidropirimidinase), validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de neurociência sobre a regulação do crescimento de dendritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho CRMP5/DPYSL5
Observações/Alcunhas	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	56896
GeneID	56896
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 465-564 da CRMP5/DPYSL5 humana (Q9BPU6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9BPU6
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo