

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Crnn (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Número do item: CM0030065

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho CRNN validado para Western blot e ELISA; reage com Cornulina humana e de camundongo. Ideal para estudar proliferação celular e biologia do epitélio escamoso. - Q9UBG3

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRNN Coelho pAb
Observações/Apelido	DRC1; PDRC1; SEP53; C1orf10; CRNN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	49860
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 396-495 da CRNN humana (NP_057274.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBG3
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo