

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crot Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ukg9

Número do item: CM0027774

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CROT validado para WB, IP, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Reconhece a carnitina O-octanoiltransferase peroxissomal (70 kDa), uma enzima chave na beta-oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CROT Rabbit pAb
Observações/Apelido	COT; CROT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 do CROT humano (NP_001230674.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKG9
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo