


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crtc1 Para Wb E Elisa - Q6Uuv9

Número do item: CM0014375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CRTC1 validado para WB e ELISA. Detecta CRTC1 humana e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por CREB, L-LTP e relógio circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRTC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23373
ID do Gene	23373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da CRTC1 humana (NP_056136.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6UUV9
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo