

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crtc2 Para Wb, Elisa - Q53Et0

Número do item: CM0014401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CRTC2 humano (TORC2), validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de 73kDa; adequado para pesquisas sobre sinalização CREB, gliconeogênese e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CRTC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TORC2; TORC-2; CRTC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	200186
GeneID	200186
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 16-126 do CRTC2 humano (NP_859066.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q53ET0
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo