

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Crx Para Wb, If-P, Elisa - O43186

Número do item: CM0024761



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína homeobox Cone-rod humana (CRX). Validado para Western blot, imunofluorescência (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de regulação gênica de fotorreceptores e desenvolvimento retiniano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRX Coelho pAb
Observações/Apelido	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1406
ID do Gene	1406
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da CRX humana (NP_000545.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43186
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo