

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cry2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q49An0

Número do item: CM0015185

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CRY2 humano (67 kDa), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece CRY2 humano e de rato. Adequado para pesquisas sobre o relógio circadiano, regulação da transcrição e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CRY2
Observações/Alíás	HCRY2; PHLL2; CRY2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1408
GeneID	1408
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 455-614 do CRY2 humano (NP_066940.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q49AN0
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo