


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cryaa Para Wb, If-P, Elisa - P02489

Número do item: CM0010680



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CRYAA humana (cadeia A da alfa-cristalina/HspB4). Validado para WB, IF-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de biologia do cristalino e função de chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYAA Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CRYA1; HSPB4; CTRCT9
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	1409
GeneID	1409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 6-95 da CRYAA humana (P02489)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P02489
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo