


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cryaa Para Wb, If-P, Elisa - P02489

Número do item: CM0028545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cadeia Alfa-cristalina A (CRYAA; HSPB4) validado para WB, IF-P e ELISA em humano, rato, camundongo e peixe-zebra. Adequado para pesquisa em biologia de lentes e função de chaperona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYAA Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA
Espécie	Humano
ID do Gene	1409 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 do CRYAA humano (NP_000385.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Peixe-zebra
SWISS	P02489
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo