


Anticorpo Policlonal Anti-Cryab Para Wb E Elisa - P02511

Número do item: CM0018068



introdução

Anticorpo policlonal anti-CRYAB (coelho) validado para WB e ELISA, com reação contra CRYAB humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a biologia das cristalinas e respostas ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb CRYAB de coelho
Observações/Alcunhas	MFM2; CRYA2; CTPP2; HSPB5; CMD1II; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1410
GeneID	1410
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 da CRYAB humana (NP_001876.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P02511
Peso da proteína	20 kDa
Envio	Bolsa de gelo