


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cryab Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Número do item: CM0004790



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CRYAB humano (Cadeia Alfa-cristalina B), validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para estudar a atividade de chaperona e a biologia do cristalino em pesquisa e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYAB Rabbit mAb
Observações/Apseudônimo	MFM2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD1III, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1410
GeneID	1410
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 76-175 do CRYAB humano (P02511).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P02511
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo