

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crybb1 Para Wb, Elisa - P53674

Número do item: CM0025149



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CRYBB1 humano (beta-cristalino B1), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de proteínas do cristalino ocular e análise de variantes da doença de catarata. Reage de forma cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYBB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1414
ID do Gene	1414
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-252 do CRYBB1 humano (NP_001878.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P53674
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo