


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Crybb2 Para Wb, Elisa - P43320

Número do item: CM0026541



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à beta-cristalina B2 (CRYBB2). Validado para aplicações em Western blot e ELISA, detecta CRYBB2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Peso molecular ~23 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYBB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1415
GeneID	1415
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da CRYBB2 humana (NP_000487.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P43320
Peso Molecular da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo