

Anticorpo Policlonal Anti-Crygc Para Wb, If/Icc, Elisa - P07315

Número do item: CM0030317



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à gama-crystalina C humana (CRYGC). Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre proteínas do cristalino ocular e catarata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYGC Rabbit pAb
Observações/Apelido	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1420
GeneID	1420
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07315
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo