


Anticorpo Policlonal Anti-Crygs Para Wb, Elisa - P22914

Número do item: CM0026749



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à CRYGS humana (gama-cristalina S). Adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada demonstrada em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre proteínas do cristalino e catarata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYGS Rabbit pAb
Observações/Alias	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1427
GeneID	1427
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 da CRYGS humana (NP_060011.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22914
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)