

Anticorpo Policlonal Anti-Crym Para Wb, Elisa - Q14894

Número do item: CM0030903



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CRYM (cristalino mu redutor de cetimina), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo e surdez.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRYM pAb de Coelho
Observações/Apelido	THBP; DFNA40; CRYM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1428
GeneID	1428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-314 do CRYM humano (NP_001879.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14894
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo