

Anticorpo Policlonal Anti-Cryz Para Wb, Elisa - Q08257

Número do item: CM0019456



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRYZ (zeta-cristalina), validado por KO. Adequado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre estabilização de mRNA, quinona redutase e desintoxicação. SWISS Q08257.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] CRYZ Rabbit pAb
Observações/Alias	CRYZ; YZ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1429
ID do Gene	1429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-329 da CRYZ humana (NP_001123514.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08257
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo