

Anti-Cryz Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08257

Número do item: CM0018014



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CRYZ humano (zeta-cristalina/NADPH:quinona redutase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre estabilidade de mRNA, desintoxicação de quinona e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CRYZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRYZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1429
GeneID	1429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-329 do CRYZ humano (NP_001123514.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08257
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo