

Anticorpo Policlonal Anti-Cs Para Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Número do item: CM0025551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CS humana (citrato sintase, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o ciclo de Krebs e o metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CS Rabbit pAb
Observações/Apeliido	CS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1431
ID do Gene	1431
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-466 da CS humana (NP_004068.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075390
Peso Proteico	52kDa
Envio	