

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Csad Para Wb E Elisa - Q9Y600

Número do item: CM0017207



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra CSAD (cisteína sulfinato descarboxilase) humana, para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de taurina e estudos de fígado/cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSAD Rabbit pAb
Observações/Alias	CSD; PCAP; CSAD
Espécie	Humana
GeneID (humana)	51380
GeneID	51380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 371-520 da CSAD humana (NP_057073.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y600
Peso Proteico	55kDa
Transporte	Saco de gelo