


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Csde1 Para Wb, Elisa - 075534

Número do item: CM0002503



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CSDE1 (proteína E1 contendo domínio de choque frio), validado para WB e ELISA. Ideal para estudos sobre degradação de mRNA e regulação traducional, com reatividade cruzada para humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CSDE1
Observações/Alias	UNR; D1S155E; CSDE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7812
GeneID	7812
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da CSDE1 humana (NP_009089.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075534
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)