


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Csf1 Para Wb E Elisa - P09603

Número do item: CM0020321



introdução

Este anticorpo policlonado de coelho contra o CSF1 humano (M-CSF) é validado para WB e ELISA. Ele tem reação cruzada com camundongo e rato, e detecta uma proteína de ~60 kDa. É útil para estudos de diferenciação de macrófagos e resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1435
ID do Gene	1435
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-190 do CSF1 humano (NP_757351.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09603
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo