

Anti-Csf2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P04141

Número do item: CM0029946



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSF2 humano (GM-CSF), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno da região N-terminal. Ideal para pesquisa hematopoiética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSF2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSF; GMCSF; CSF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1437
ID do Gene	1437
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04141
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo