


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csf2Ra Para If/Icc, Elisa - P15509

Número do item: CM0027269



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CSF2RA humano (receptor alfa do GM-CSF). Validado para IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de células hematopoiéticas e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSF2RA Rabbit pAb
Observações/Apêndices	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-150 do CSF2RA humano (NP_001155001.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15509
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo