

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csf2Rb Para Wb, Elisa - P32927

Número do item: CM0013860



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSF2RB humano (CD131), adequado para western blot (WB) e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Facilita pesquisas sobre as vias de sinalização de IL-3, IL-5 e GM-CSF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CSF2RB
Observações/alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1439
GeneID	1439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-443 do CSF2RB humano (NP_000386.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P32927
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo