

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09919

Número do item: CM0024984



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CSF3 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com CSF3 humano, de rato e de camundongo; 22 kDa. Imunógeno recombinante; adequado para estudos do fator estimulador de colônias de granulócitos na hematopoiese e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GCSF; CSF3OS; C17orf33; CSF3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1440
GeneID	1440
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-207 do CSF3 humano (NP_000750.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09919
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo