


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csk (Quinase C-Src) Para Wb, Elisa - P41240

Número do item: CM0018211



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CSK validado para WB e ELISA. Detecta CSK humano, de camundongo e de rato, um regulador essencial das quinases da família Src. Imunógeno: CSK humano recombinante (aa 1-200). Ideal para pesquisas sobre sinalização e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CSK pAb de Coelho
Observações/Alias	CSK
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1445
GeneID	1445
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da CSK humana (NP_001120662.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P41240
Peso da Proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo