


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Csk Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

Número do item: CM0002557



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CSK humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta CSK em amostras humanas, de rato e de camundongo, apoiando pesquisas sobre regulação da quinase Src e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CSK
Observações/Apelido	CSK; tirosina-proteína quinase CSK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1445
ID do Gene	1445
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CSK humano (P41240).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41240
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de Gelo