


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

Número do item: CM0023657



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a tirosina quinase CSK humana, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar a regulação mediada pelo CSK das quinases da família Src em pesquisas sobre resposta imune e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSK Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSK
Espécie	Humano
ID do Gene	1445 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 188-450 do CSK humano (NP_004374.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41240
Peso da Proteína	51kDa

Envio