


Anti-Csnk1E Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49674

Número do item: CM0018770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CSNK1E humano (Isoforma épsilon da caseína quinase I), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre relógio circadiano e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CSNK1E pAb de Coelho
Observações/Apelido	CKIe; HCKIE; CKIepsilon; 1E
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1454
GeneID	1454
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 247-416 do CSNK1E humano (NP_689407.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49674
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo