


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csnk1G1 Para Wb E Elisa - Q9Hcp0

Número do item: CM0028073



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CSNK1G1 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a isoforma gama-1 da caseína quinase I humana, uma serina/treonina quinase envolvida na sinalização Wnt. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSNK1G1 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	CK1gamma1; CSNK1G1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	53944
GeneID	53944
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 298-422 do CSNK1G1 humano (NP_071331.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCP0
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo