


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csnk1G2 Para Wb, Elisa - P78368

Número do item: CM0025091



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a isoforma gama-2 da caseína quinase I (CSNK1G2), validado para WB e ELISA. Detecta CSNK1G2 humano, de camundongo e de rato, ideal para estudos de sinalização Wnt e de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSNK1G2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CK1g2; CSNK1G2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1455
ID do Gene	1455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 316-415 do CSNK1G2 humano (NP_001310.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78368
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo