

Anticorpo Policlonais Anti-Csnk2A2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19784

Número do item: CM0023027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSNK2A2 (CK2 α ') humana, validado para western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta CSNK2A2 de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ciclo celular, apoptose e vias de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSNK2A2 Coelho pAb
Observações/Apelidos	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1459
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 de CSNK2A2 humano (NP_001887.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19784
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo