

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Csnk2A2 Para Wb E Elisa - P19784

Número do item: CM0023459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CSNK2A2 humano e de camundongo, adequado para Western blot e ELISA. O imunogênio de proteína recombinante garante especificidade. Útil para pesquisas em sinalização de quinases, ciclo celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSNK2A2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1459
GeneID	1459
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-350 do CSNK2A2 humano (NP_001887.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19784
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo