

Anticorpo Policlonal Anti-Cspp1 Para Wb, Elisa - Q1Msj5

Número do item: CM0028688

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CSPP1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta a proteína 1 associada ao centrómero e ao polo do fuso em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa sobre o ciclo celular e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSPP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSPP; CSPP-L; JBTS21; CSPP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79848
GeneID	79848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 962-1221 do CSPP1 humano (NP_079066.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q1MSJ5
Peso Proteico	146kDa
Envio	Saco de gelo