

Anticorpo Policlonais Anti-Csrp1 Para Wb, Ip, Elisa, Rip - P21291

Número do item: CM0017940

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CSRP1 humano, adequado para WB, IP, ELISA e RIP. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para investigar o papel de CSRP1 no desenvolvimento neuronal e nas funções nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSRP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CRP; CRP1; CSRP; CYRP; DIS181E; HEL-141; HEL-S-286; CSRP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1465
ID do Gene	1465
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, RIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21291
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo