

Anticorpo Policlonal Anti-Csrp2 Para Wb, Elisa - Q16527

Número do item: CM0024937

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CSRP2 humano (CRP2/LMO5/SmLIM), reativo com humano e camundongo. Para aplicações em WB e ELISA em pesquisa de biologia vascular e diferenciação de células de músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSRP2 Coelho pAb
Sinônimos	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1466
GeneID	1466
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-193 do CSRP2 humano (NP_001312.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16527
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo